



FRANCA DYS

Ausili alla Valutazione Logopedica della Disfagia

Versione Preview 2025 – Guida per l'uso professionale

Introduzione

Franca Dys è uno strumento di lavoro per i logopedisti impegnati nella valutazione della disfagia e uno strumento di ricerca, grazie alle funzioni di elaborazione, gestione e archiviazione dei dati, organizzati per un facile riutilizzo. Il programma lascia la massima libertà al professionista di impostare il proprio percorso valutativo: ogni scheda può essere lasciata vuota e le singole voci possono non essere compilate, senza alcun obbligo di completamento. Franca Dys valorizza l'autonomia del logopedista e la flessibilità della pratica clinica.

Sicurezza e funzionamento offline

Il programma funziona completamente offline, senza necessità di connessione a Internet. Ciò garantisce la massima riservatezza dei dati clinici: nessuna informazione viene trasmessa o salvata su server esterni. Tutti i dati vengono archiviati localmente nella cartelle dedicate ai singoli pazienti. Per motivi di sicurezza: non spostare o rinominare manualmente i file o le cartelle create dal programma; eseguire periodicamente una copia di backup su chiavetta o disco esterno; non condividere le cartelle di lavoro tra più dispositivi.

Schede di valutazione

Le schede di valutazione comprendono: - Dati anamnestici

- Dati Anamnestici
- Osservazione
- Valutazione Morfo-Dinamica
- Prassie Bucco-Linguo-Facciali
- Bedside Sw Examination
- Osservazione del Pasto
- Autovalutazione (GETS)
- Conclusioni

Ogni scheda può essere compilata in modo indipendente e salvata anche parzialmente.

Apertura e gestione delle valutazioni

Ogni nuova valutazione creata con Franca Dys può essere salvata in qualunque momento, anche se non è completa. Le valutazioni vengono gestite automaticamente in due elenchi distinti: Valutazioni in corso e Valutazioni completate. Le prime sono modificabili e riapribili tramite 'Apri valutazione', le seconde vengono

archivate in sola lettura dopo il comando 'Salva e chiudi'. Dalle valutazioni completate, non editabili, è possibile generare report completi o report degli indici critici e aggiungere un logo, personale o istituzionale, nonché la firma del logopedista nei PDF.

Creazione e stampa dei report

Una volta completata la valutazione, il programma permette di creare automaticamente due tipi di PDF: report completo e report indici. I file vengono salvati nelle cartelle 'report_completi' e 'report_indici'. Ogni report include intestazione, data, nome del paziente e firma automatica dell'operatore.

Funzioni principali

Creazione e modifica di valutazioni multiple per paziente; Esportazione automatica in PDF multipagina; Archiviazione sicura dei dati in AppData; Identificazione automatica delle criticità cliniche; Gestione flessibile delle schede e salvataggi parziali; Possibilità di lasciare schede o campi vuoti senza errori di sistema.

Versioni del programma

Franca Dys prevede due versioni di utilizzo: Versione Demo (30 giorni): pienamente funzionante, con scadenza automatica. Versione Completa: senza limiti temporali e con aggiornamenti futuri inclusi.

Percorso dati

Tutti i dati vengono salvati nella cartella Franca Dys all'interno di AppData\Roaming. Ogni paziente dispone di una propria sottocartella contenente valutazioni, report e note.

Risorse video: https://youtu.be/Franca_Dys

Crediti

Progetto e sviluppo: Dr. Michelangelo Zanelli. © 2025 – Tutti i diritti riservati. Franca Dys – Versione Preview 2025.